



**Propolis Verdampfer
Propolair A4
Bedienungsanleitung**



An/Aus

Display

Bedienfeld zum
Einstellen der
Funktionen

Display

P Programm

Umschaltknopf für Wechsel zwischen Raumbedampfung (Room) bzw. Inhalationsmodus/Atemmaske (Inhalation)

D Dauer

Verbleibende Kapselzeit (120 Std. rückwärts gezählt)

I Ionisator

V Ventilator

S Signalton Gesicht

Sprachauswahl

Stellen Sie den Verdampfer auf eine ebene Fläche mit Bodenfreiheit, um eine Luftzufuhr von unten zu ermöglichen. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose mit 220 bzw. 240 Volt und drücken Sie den Einschaltknopf auf der linken Vorderseite des Geräts. Nun können Sie rechts die verschiedenen Funktionen wählen.

P Programm *Room* = Raumbedampfung

Zur Vorbeugung von Atemwegserkrankungen und zur kompletten Raumhygiene verwenden Sie bitte dieses Programm. Um das beste Ergebnis zu erzielen, empfiehlt der Hersteller die Verwendung des Verdampfers 24 Std. an 7 Tagen der Woche. Nur in diesem Programm können Sie die folgenden Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren:



IONISATOR (I)

Der Ionisator verbessert die Desinfektionseigenschaften der Propolis. Durch den Prozess der Ionisation, werden Moleküle in der Luft freigesetzt, nehmen negative elektrische Ladung an und ziehen Schwebeteilchen mit positiver Ladung an, wie z.B. Bakterien, Rauch, Viren und Staub. Dadurch wird die Luft frei von schädlichen Substanzen und Schadstoffen und unsere Atemwege können voll und ganz die Wirkstoffe der Propolis genießen.

Die Deaktivierung des Ionisators ermöglicht die Benutzung des Verdampfers für Kinder unter 3 Jahren.



VENTILATOR (V)

Der Verdampfer ohne Ventilator ist für Räume bis 30 qm geeignet. Durch die Zuschaltung des Ventilators lässt sich die Wirksamkeit auf Räume bis 60 qm ausdehnen.



TON/SIGNAL (S)

Der Ton kündigt das Ende eines Zyklus an, d.h. die Kapsel muss getauscht und das Gerät neu gestartet werden. Mit dieser Funktion können Sie den Ton abschalten. V.a. zur Wahrung der Nachtruhe.

P Programm Inhalation mit Maske

Zur Inhalation mit Maske wählen Sie dieses Programm.

Bitte warten Sie etwa 5 Minuten, bis die ideale Schmelztemperatur der Propolis erreicht ist. Dann den Schlauch aufsetzen und erst nach einer Minute mit der Inhalation beginnen, der sich der Schlauch erst füllen muss. Erfahrungsgemäss liegt die maximale Nutzungsdauer bei 4 x 15 Minuten pro Tag.

Kapsel ersetzen

Jede Kapsel ist austauschbar und hält ca. 122 Stunden. Unter D wird dem auf dem Gerätedisplay der Countdown der Betriebsstunden angezeigt. Wenn das Ende der Betriebsdauer einer Kapsel erreicht ist, ertönt ein Piepton, und auf dem Display erscheint folgende Anzeige:

ZYKLUSENDE – RESET – KAPSEL ERSETZEN

Bitte gehen Sie folgendermassen vor:

1. Verdampfer einschalten
2. Einschaltknopf ca. 15 Sekunden gedrückt halten (es ertönt zuerst ein anhaltender Piepton anschliessend mehrere Töne hintereinander).
3. Die verbrauchte Kapsel gegen eine neue austauschen, um einen neuen Zyklus zu beginnen.

Wenn das Zyklusende erreicht ist, sieht man in der Kapsel einen Rest von Propolis, dieser enthält nun keine Wirkstoffe mehr.